

Experts en dose  
unitaire, codage à  
barres, fourniture  
pour pharmacie &  
soins infirmiers!

# Autodrop & Autosqueeze

**Facilite l'administration des gouttes oculaires!**



Grâce à sa conception, en tenant doucement le couvercle en place, **Autodrop** redirige le regard des utilisateurs. Les gouttes ophtalmiques sont administrées avec succès dès le premier essai, à chaque goutte.

**Autosqueeze** aide les patients ayant des problèmes de dextérité à s'auto-administrer des gouttes ophtalmiques pour les yeux. Il s'attache autour de la bouteille, offrant ainsi une prise ergonomique. Une faible pression suffit à instiller chaque goutte. Chaque appareil peut être utilisé individuellement ou ensemble, pour une expérience simplifiée.

Autodrop



- Se fixe sur presque toutes les bouteilles ophtalmiques
- Immobilise la bouteille dans le bon angle
- Conçu pour maintenir la paupière inférieure abaissée
- Un orifice dirige le regard vers le haut pendant que les gouttes s'écoulent
- Peut être utilisé seul ou combiné à l'**Autosqueeze**

Autosqueeze



- Idéal pour les patients ayant peu de force dans les doigts ou des problèmes arthritiques
- Convient à la majorité des bouteilles ophtalmiques
- Améliore l'assiduité et l'exactitude du traitement
- Développé en collaboration avec la British Royal National Institute for the Blind
- Peut être utilisé seul ou combiné à l'**Autodrop**

Distributé par: