

Enfin une solution automatisée pour remplir les seringues de médicament liquide oral



Voici la pompe distributrice Precifill^{MC}

Une autre solution d'administration sûre des médicaments signée Healthmark!

- Facile à utiliser
- Beaucoup plus rapide que le remplissage manuel des seringues pour médicament liquide oral
- Réduit la marge d'erreur – distribue précisément les médicaments
- Permet une meilleure gestion du temps du personnel de la pharmacie



- Réduit les lésions professionnelles causés par le remplissage manuel
- Appareil compact, ne demande que peu d'espace de la surface de travail
- Logiciel convivial
- Peut aussi être utilisée pour les préparations I.V.

HEALTHMARK

Precifill

Voici la pompe Precifill^{MC}

Polyvalence et flexibilité

La pompe Precifill^{MC} est conçue principalement pour le remplissage automatisé des seringues pour médicaments administrés par voie orale, mais elle est idéale pour remplir les produits de perfusion I.V. exigeant un haut niveau de précision, notamment les seringues, les minisacs, les cassettes et bien plus.



Sécurité pharmacologique

Permet de remplir avec grande précision les seringues pour médicament liquide administré par voie orale ou pour perfusion I.V.

± 1 % (volumes > 1 ml) et ± 2 % (volumes < 1 ml)

Remplissage précis de volumes aussi petits que 0,2 ml et de seringues d'une capacité de 1 ml.

L'utilisation de la pompe Precifill^{MC} élimine le remplissage manuel et réduit les risques de lésions professionnelles.

Fonction pharmaceutique améliorée

La pompe Precifill^{MC} possède l'unique caractéristique de remplir précisément les petites seringues ou les petits volumes, comme la morphine administrée par voie orale ou l'oxytocine administrée par voie intraveineuse. L'appareil assure le remplissage de façon uniforme et répétitive des solutions visqueuses ou non visqueuses.

Les utilisateurs apprécient la vitesse de remplissage (quelques secondes par seringue selon la viscosité et le volume de remplissage) ainsi que la facilité d'installation et d'utilisation de la pompe.

Logiciel convivial

L'écran tactile intuitif permet aux utilisateurs de mettre en œuvre un cycle de production en quelques minutes. La fonction de calibrage en une étape « Adjust » ainsi que la capacité de mémoire du programme assurent une utilisation facile quelle que soit la situation. Le logiciel multilingue est très pratique.

CODE	DESCRIPTION	PAQUET
BX-PF100	Pompe Precifill ^{MC} (remplissage automatisé des seringues de médicament liquide oral et pour perfusion I.V.)	
BX-3051	Ensemble à débit élevé	25/boîte
BX-3051-2	Ensemble à débit faible	25/boîte
BX-3051-1	Ensemble pour liquides stériles avec perforateur à prise d'air	25/boîte

HEALTHMARK

Sans frais : (800) 665-5492
Télec. : (514) 336-7111
Adresse électr. : info@healthmark.ca
www.healthmark.ca



Scanner ici pour
le site Web
d'Healthmark