

NOUVEAU!


BLISTERMAXX®

Appareil manuel compact pour retirer efficacement les comprimés de leurs alvéoles


AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Pour extraire rapidement et confortablement les médicaments de leurs alvéoles à l'aide d'un mécanisme coulissant fluide. Nécessite peu de réglages, les changements de format sont rapides, et il est compatible avec une large variété de cartes alvéolaires.


RAPIDE, SÛR ET SANS EFFORT!



- **Type d'alvéoles:** Alu/Alu, PVC/feuille, alvéoles protège-enfant... jusqu'à 300 mm de longueur
- **Réglages rapides:** Changement de format en quelques secondes, sans outil
- **Poignée ergonomique** sans pression
- **Stabilité optimale:** pieds antidérapants
- **Bac de récupération** amovible
- **Compact:** prend peu d'espace comptoir



Retirez le nombre exact de comprimés grâce à une action coulissante fluide



Poids: 3,1kg
Dimensions: 30 cm (L) x 18 cm (H) x 20 cm (P)